

Checkliste Dosieraerosol mit Vorschaltkammer

K:\Physiotherapie\Fach\Innere Medizin\Checklisten Inhalationsdevices\Checkliste Dosieraerosol mit Vorschaltkammer.doc

1. Schutzkappe entfernen
 2. Dosieraerosol gut schütteln
 3. Dosieraerosol auf Vorschaltkammer aufsetzen
 4. Dosieraerosol auslösen
 5. Tiefe Ausatmung
 6. Mundstück zwischen Zähne und Lippen halten
 7. Kopf leicht zurückneigen
 8. Langsam einatmen, bis maximale Einatmung
 9. Atem für zirka 5-10 Sekunden anhalten
 10. Ruhig ausatmen
 11. Vorgang der Einatmung 2-3 Mal wiederholen
- ☞ Nach der Anwendung den Mund gut mit Wasser spülen

☞ Video zur richtigen Anwendung:

Link: https://youtu.be/PeM_6jjx-Qk

