

Checkliste Pulverinhalatoren

K:\Physiotherapie\Fach\Innere Medizin\FACHORDNER\Lunge\Inhalation\Checklisten Inhalationsdevices\Checkliste DPI.docx

1. Verschlusskappe entfernen
 2. Dosis laden
Multidose Inhaler
(Genuair®, Easyhaler®, Twisthaler®, Ellipta®)
Gemäss Herstellerinstruktion in der Regel Drehvorrichtung bis zu hörbarem „Klick“ drehen.
Singledose Inhaler
(Handihaler®, Breezehaler®, Aeroliser®)
Kapsel einlegen, Gerät schliessen, ggf. gemäss Herstellerinstruktion laden (Kapsel anstecken)
 3. Ganz ausatmen (nie in das Gerät)
 4. Kopf leicht zurückneigen
 5. Mundstück zwischen Zähne und Lippen halten
 6. Rasch und tief maximal einatmen
 7. Gerät vom Mund absetzen
 8. Atem für zirka 5-10 Sekunden anhalten
 9. Ruhig ausatmen, ev. Lippenbremse
 10. Gerät schliessen
- ☞ Falls mehrere Hübe notwendig sind:
dazwischen 1 Minute warten,
Gerät noch einmal laden
- ☞ Nach der Anwendung den Mund gut mit Wasser
spülen
- ☞ Video zur richtigen Anwendung:
Link: https://youtu.be/HSchidS__uo

